

		Minitom
容量	高度 x 长度	30 x 40 mm (1.2" x 1.6")
	直径	40 mm (1.6")
	最大切割力	0.34 N
切割轮	直径	100-127 mm (4"-5")
	心轴直径	12.7 mm (0.5")
切割轮电机	旋转速度	100-420 rpm
循环冷却液箱	容量	250 ml (0.07 gal)
软件和电子元器件	控制	触摸屏
	显示	N/A
安全标准		见符合标准声明
REACH		有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处。
操作环境	环境温度	5-40 °C (41 - 131 °F)
	湿度	< 95 % 相对湿度, 无冷凝
	噪声级	L(Pa)=58 dBa(A)
电源	电压/频率	100-250 AVC 50-60 Hz
	电源输入	1L + (N) + PE
	电源 S1	N/A
	电流, 额定载荷	3.2 A
	最大电流	4.8 A
	最大电机的额定电流或载荷	N/A
尺寸和重量	宽度	27.5 cm (10.8")
	深度(机身)	28 cm (11")
	深度(带手柄)	41 cm (16")
	高度(机身)	20.5 cm (8.1")
	高度(含手柄)	25.6 cm (10.1")
	重量	8 kg (17.6 lbs)