

		アブラポール-30	
	カタログ番号	06306129, 06306146, 06306229, 06306246	
円板	直径	300 mm (12") または 350 mm (14")	
	速度	40 ~ 600 rpm、10 rpm 単位で調整可能	
	回転方向	反時計回転	
	モーター出力	-	
	- 連続 (S1) 連続 (S1)	2.2 kW (2.9 Hp)	
	- 最大 (S3) 最大 (S3)	N/A (該当なし)	
	試料回転ヘッド	単独試料	該当なし
- 加圧力		-	
- 試料の高さ		-	
試料ホルダー		-	
- 直径		最大 200 mm	
- 加圧力		50 ~ 700 N (10 ~ 150 lbf)	
回転速度		50 ~ 300 rpm、10 rpm 単位で調整可能	
回転方向		時計、反時計回転	
モーター出力		0.55 kW (0.75 Hp)	
トルク		19 Nm	
位置決め		35 ~ 100 mm	
機能		材料除去センサー (内蔵)	-
オプション		自動供給、最大 6 ポンプ	06306901 DP ~ Module、06306902 OP ~ Module
	シフトバルブ	(06306903 - 改良版)	
	循環冷却装置	06296929, 06296946, 06296954	
	パトライト	06296900	
ソフト ウェアと電子機器	コントロール	タッチパッド、ターン式/プッシュ式ノブ	
	ディスプレイ	LCD、TFTカラー5.7インチ、320 x 240ドット、LEDバックライト搭載	
安全規格		「適合宣言」を参照	
動作環境	環境温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)	
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)	

アブラポール30		
電源供給	電圧/周波数	3 x 200 ~ 240 (50 ~ 60Hz), 3 x 380 ~ 480 (50 ~ 60Hz)
	電源インレット	3相 (3L + PE)
	電力、定格負荷	3 kW
	電力 (無負荷)	N/A (該当なし)
	電流、定格負荷	8.7 A, 4.8 A
	電流 (最大)	20 A, 11,1 A
給水	圧力、水道水	1 ~ 4 bar (14.5 ~ 58 psi)
	最小水量	10 l/分
エア供給	圧力、圧縮空気	6 ~ 9.9 bar (87 ~ 145 psi)
	エア流量/消費	30 l/分 (8 gpm)
	圧縮空気品質	供給される空気は、ISO 8573-1 で規定されている通り、クラス 6.8.4 またはそれ以上でなければなりません
排気	推奨容量	50 m ³ /h (1750 ft ³ /h)
安全回路カテゴリ/ パフォーマンスレベル	非常停止	PL c, カテゴリ 1 ストップカテゴリ 0
	ワークゾーンインターロック	PL b, カテゴリ b ストップカテゴリ 0
	ワークゾーンインターロックのロック	PL a
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプ B、30 mA (以下) が必要
ノイズレベル	仕事場における A 特性放射音圧レベル	LpA = 61.2 dB(A) 測定値. 不確定値 K = 4 dB
振動レベル	宣言された振動放射	本体上部の総合的な振動暴露が 2.5 m/s ² を超えないこと。
寸法と質量 (カバーなし)	幅	N/A (該当なし)
	奥行き	N/A (該当なし)
	高さ	N/A (該当なし)
	重量	N/A (該当なし)
寸法と質量 (カバー/安全カバー有り)	幅	847 mm
	奥行き	996 mm
	高さ - カバーを閉じた状態/カバーを開けた状態	1565 (1875) mm
	重量	390 kg